

■ C12 除菌用78vol%CMCエタノール (食品添加物規格、酒税なし)



株式会社 モリモト医薬、CMC医薬

* CMC医薬はモリモト医薬の子会社です。

特徴

＊除菌に最適なエタノール濃度に調製されているので、**希釈せずそのまま使用できます。**

令和2年4月22日付厚生労働省医政局経済課等による事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について（改定（その2））」の通達がありました。

本通達ではエタノールについて、下記の規定があります。

- ・ **エタノール濃度が原則 70～83vol%の範囲内**であること（消毒効果が十分に得られるよう、より高濃度のものは精製水等で同範囲に薄めて使用すること。なお、新型コロナウイルスに対して、60vol%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられる報告等があることを踏まえ、70vol%以上のエタノールが入手困難な場合には、手指消毒用として、60%台のエタノールを使用しても差し支えないこと）。
- ・ 含有成分に、**メタノールが含まれない**ものであること。

本製品は、濃度78vol%、含有成分にメタノールを含まない製品で、消毒用エタノールの代替品として使用することが可能です。

製品概要

- 原材料：農作物由来のUSA産醸造用エタノール
 - 成分：エタノール 78.0vol% (67.85wt%)
グリセリン 0.01vol%* (0.01wt%)
精製水 21.99vol% (32.14wt%)
(*グリセリン添加により非飲用となり、酒税が免除。)
 - 用途：医療機関、老健施設、教育機関、企業、一般家庭等で、手すり、ドアノブ、テーブル等、手の触れる機会が多い場所の除菌用。
(*食品添加物規格なので、食品にかかっても安心です。)
 - 包装規格：1) 1 L ボトル (シャワーポンプ付き) × 20本/ケース
2) 5 L ポリ容器 × 4本/ケース
3) 18 L 缶
4) 60mLスプレーボトル
5) 300mLトリガーボトル
- * 弊社は関西にあるアルコール製品メーカーからOEMで本品の供給を受け、自社ブランドで販売しております。

■ 使用上の注意

- * ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないでください。
- * 熱、火気、裸火、高温の物等の着火源から遠ざけてください。
- * この製品を使用する時に飲食や喫煙をしないでください。
火気厳禁・危険等級II（水溶性）第4類アルコール類
- * 弊社の仕様変更により、予告なくパッケージが変わる可能性があります。予めご了解ください。
- * 稀に白い沈殿物（精製水の濾過器から出る結晶）が見えることがございますが、製品の品質には問題ございません。